

セリストーン研究所のオリジナル

この商品はショップに掲載していません

セリストーン

ショップへ

筋肉の疲れやコリ、血行が悪い場所の「気の流れ」を整えると気持ちよく、楽になります。「気の流れ」が悪くなっている場所は血行も悪くなっているのです。頭以外にも首、肩、腰、ひざ、胸、お腹など自分自身でわかるものです。気持ちよく楽になるまで直接に軽くさすってください。



■セリストーン
48,000円（税抜き価格）

セラミックパウダーつき
第30回全国発明工夫
コンクール入選作品



人間関係や仕事などの様々な問題によって「頭」は「気の流れ」が悪くなりやすい場所です。問題を抱えている方は毎日のように頭をセリストーンで軽くさすってください。セリストーンはテレビを見ながらでも、手軽にできます。



8年間、毎日欠かさず40分セラミックをつけ、間接法で使用していたセリストーンです。金属やベースがすり減り窪んでいる様子がわかります。8年にも及ぶ努力を思うとただただ感動、感激いたします。

セリストーンがロコミの美顔商品として
小学館の雑誌「ドマーニ」で紹介されました

初めてセリストーンで顔をさすって頂くと、ほとんどの方がその場でつるつるになるのを実感していただけます。

スーパーガルバーニ

ショップへ

●サーモグラフィーでの体温の変化



正常に保つようにサポートします。修理をお預かりするとき、「一日も外してたくないから早く修理して」と催促をいただくことがとても多い製品です。



■スーパーガルバーニDX50
58,000円（税抜き価格）
プラチナ・アルミ・水晶
長さ50cm
■スーパーガルバーニS50
28,000円（税抜き価格）
ロジウム・アルミ・水晶
長さ50cm

※ お肌の敏感な方はスーパーガルバーニDXをお勧めします。
※ 長さ60cmタイプはそれぞれ5,250円（うち消費税250円）増
■スーパーガルバーニDX60 63,000円（税抜き価格）
■スーパーガルバーニS60 33,000円（税抜き価格）

チタンチップ大 30

異種金属によって起きるガルバニックアクションを使って「気の流れ」をつくり、



「楽になった」と喜んでいただいているチタン。スーパーガルバーニ、パピヨン、オスカーなどと必ず併用してお使いください。
■チタン30
5,800円（税抜き価格）

パピヨンDX

ショップへ



外見上も目立たずに、スポーツ、仕事、家事のあらゆる身体の動きを制約することがなく、快適に下着感覚でご使用になります。厚さ1.5ミリ（前の方で8ミリ）

幅4.5ミリ「外してみてもわかる！これホンモノ！」と某ゴルフ雑誌に広告でない情報として掲載いただきました。お電話でも「一時も外したことがない」とよくお聞きするお勤めな腰らくらくベルトです。

特許第3660005号

■パピヨンDX 洗い替え2本組
12,800円（税抜き価格）
※サイズ：腰骨の周りのサイズになります。
Sサイズ 70~84cm Mサイズ84~96cm
Lサイズ 96~108cm（特注サイズは2,100円増し）

健康リング オスカー

パピヨンDXでも、調整しきれない”気”のヒズミを強力に調整するのがオスカーです。



■足を組む癖のある人は組んで上にくる足と同じ手の中指にオスカーをつけます。（左図のように左足を上にして組む場合は左手の中指につけます）
■足を組む癖のない人は左足を上にしたり、右足を上にしたりして、足を組んでみます。組みやすい足の組方で上にのせている方の足の中指にオスカーをします。



■健康リング オスカー 銀 写真上
15,800円（税抜き価格）
S・M・L 銀製

ショップへ



■健康リング オスカー 金 写真下
60,000円（税抜き価格）
S・M・L 18金製

ショップへ

※オスカー金は受注生産で3週間ぐらいお時間をいただきます。
※サイズについて（中指につけます）
適当な紙を5mm幅くらいに切って、中指のまわりにくるっときつく回し、巻き終わりに鉛筆で印をつけ、のばして計った長さです。
Sサイズ51.5mm~55.5mm
Mサイズ56.5mm~60.5mm
Lサイズ61.5mm~65.5mm